

# Blouses de Chimio CritiGear™ de Contec®

USP <800> Blouse conforme pour usage durant les préparations de produits stériles dangereux\*

Les blouses de Chimio CritiGear™ de Contec® avec la technologie de tissu BloxTech™ sont conçues pour fournir une protection contre l'exposition à un large éventail de composés médicamenteux dangereux\*. Le tissu testé par BloxTech ASTM D6978-05 fournit un confort et une protection au porteur. La longueur généreuse des manches, les manchettes en tricot et les boucles pour les pouces assurent la sécurité et le confort lors de la composition.

Les blouses de Chimio CritiGear de Contec sont conçues avec des coutures scellées selon les exigences USP <800> qui ont aussi une bande bleue très visible pour assurer que la bonne blouse est utilisée pour la bonne application. Le modèle se ferme dans le dos, avec une fermeture auto-grippante ajustable qui aide à fournir une protection maximale durant les préparations de produits stériles dangereux. Les attaches extralongues, accompagnées de plusieurs grandeurs, garantissent une coupe confortable et sécuritaire. Les attaches extralongues permettent aussi une fermeture sécuritaire de la blouse en attachant le nœud sur le côté du porteur, hors du chemin des activités de la préparation de produits stériles dangereux.



Les blouses de Chimio CritiGear de Contec mettent en vedette le tissu BloxTech, éprouvée pour fournir une protection contre un large éventail de produits stériles dangereux\*.

Caractéristiques	Avantages
<b>Tissu à technologie BloxTech™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fabrication unique protège le porteur d'un large éventail de composés médicamenteux dangereux*</li> <li>• Fournit une excellente transmission de vapeur d'humidité pour le confort du porteur et protège l'environnement de particulaire excessive</li> <li>• Peu pelucheux, peu de particules</li> </ul>
<b>Analysé selon les normes ASTM D6978-05</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Analysé spécifiquement contre <i>Carmustine, Cisplatine, Cyclophosphamide, Doxorubicine, Étoposide, Fluorouracile, Méthotrexate, Paclitaxel, et Thiotépa</i> (contactez votre représentant des ventes pour plus d'informations)</li> </ul>
<b>Conforme aux critères USP &lt;800&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçue selon les critères USP &lt;800&gt; pour la protection complète lors de la préparation de produits stériles dangereux</li> </ul>
<b>Protection complète</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fermeture complète en arrière, encolure à fermeture à boucles et à crochets, et des coutures scellées fournissent une protection totale contre la perméance</li> </ul>
<b>Boucle de pouce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manchettes en tricot avec les boucles de pouces élimine le mouvement des manches</li> </ul>
<b>Modèle à retrait facile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encolure à fermeture à boucles et crochets auto-grippante permet au porteur de simplement détacher le côté et tirez la blouse vers le bas à l'écart du corps avec une main</li> </ul>
<b>Dimensions adaptées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions des blouses adaptées pour faciliter le port des autres sarraus de protection tel que les sarraus de salle blanche Contec CritiGear</li> </ul>

# D'article	Description	Emballage
HCGA0800-S/M	Contec CritiGear Blouse de Chimio, Petit/Moyen	10 chaque/sac, 3 sacs/caisse
HCGA0800-L/XL	Contec CritiGear Blouse de Chimio, Large/ X-Large	10 chaque/sac, 3 sacs/caisse
HCGA0800-2XL/3XL	Contec CritiGear Blouse de Chimio, 2X-Large/3X-Large	10 chaque/sac, 3 sacs/caisse
HCGA0800-4XL/5XL	Contec CritiGear Blouse de Chimio, 4X-Large/5X-Large	10 chaque/sac, 3 sacs/caisse
HCGA0800-6XL/7XL	Contec CritiGear Blouse de Chimio, 6X-Large/7X-Large	10 chaque/sac, 3 sacs/caisse